


Anticorps Polyclonal Anti-Cacna1H Pour If/Icc, Elisa - 095180

Numéro d'article: CM0015466



Introduction

Le pAc de lapin anti-CACNA1H est un anticorps polyclonal dirigé contre le CACNA1H humain, validé pour l'IF/ICC et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Conçu pour la recherche sur le canal calcique de type T Cav3.2 dans les études sur le transport des ions et la neurologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNA1H pAc lapin
Remarques/Alias	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8912
GeneID	8912
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1890-2030 du CACNA1H humain (NP_066921.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	095180
Poids moléculaire	259kDa
Expédition	Sac de glace