


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calcr1 Pour Wb, Elisa - Q16602

Numéro d'article: CM0029858



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CALCRL de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte le CALCRL (CRLR ; CGRPR) humain, murin et de rat, un récepteur clé pour le peptide lié au gène de la calcitonine et l'adrénomédulline. Idéal pour la recherche cardiovasculaire et en neurobiologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALCRL Lapin pAb
Remarques/Alias	CRLR ; CGRPR ; LMPHM8 ; CALCRL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10203
ID du gène	10203
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 346-445 du CALCRL humain (NP_005786.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16602
Poids protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace