


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Calhm2 Pour Wb Et Elisa - Q9Ha72

Numéro d'article: CM0014652



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CALHM2 validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le CALHM2 humain et de rat, un canal modulateur de l'homéostasie calcique impliqué dans la libération d'ATP, la neuroinflammation et la transmission synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CALHM2 Lapin pAb
Remarques/Alias	FAM26B ; CALHM2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	51063
ID de gène	51063
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 du CALHM2 humain (NP_057000.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9HA72
Poids de la protéine	36kDa
Expédition	Sac de glace