


Anticorps Polyclonal Anti-Calmoduline 1/2/3 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

Numéro d'article: CM0013335



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Calmoduline 1/2/3 humaine, adapté pour l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte les trois isoformes de la calmoduline chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation calcique et la régulation des canaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Calmoduline 1/2/3 pAb de lapin
Remarques/Alias	CALM1 ; CALML2 ; CAMI ; CPVT4 ; DD132 ; LQT14 ; PHKD ; caM ; Calmoduline 1/2/3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	801/805/808
Identifiant du gène	801/805/808
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 149 de la Calmoduline 1/2/3 humaine (NP_008819.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
Poids moléculaire de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace