


Anticorps Polyclonal Anti-Camk2A De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uqm7

Numéro d'article: CM0020280



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la CAMK2A humaine (CaMKII α) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche en neurosciences sur la plasticité synaptique et la potentialisation à long terme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CAMK2A
Remarques/Alias	CAMKA ; MRD53 ; MRT63 ; CaMKIIalpha ; CaMKIINalpha ; CAMK2A
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	815
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 300 et 400 de la CAMK2A humaine (NP_741960.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UQM7
Poids moléculaire de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace