

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Camp Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51437

Numéro d'article: CM0027493

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CAMP murine (peptide antimicrobien cathélicidine, LL37). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée et la défense de l'hôte. UniProt P51437.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAMP Rabbit pAb
Remarques/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	820
ID du gène	12796
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 73 et 172 de la CAMP de souris (NP_034051.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P51437
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace