


Anticorps Polyclonal Anti-Caprin1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14444

Numéro d'article: CM0025549



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CAPRIN1, validé pour le Western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Cible la protéine de liaison à l'ARN impliquée dans la formation des granules de stress et la régulation de l'ARNm.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CAPRIN1 Lapin pAb
Remarques/Alias	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
Espèce	Humain
ID de gène	4076
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de CAPRIN1 humain (NP_005889.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14444
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace