


Anticorps Monoclonal Anti-Anhydrase Carbonique 1 (Ca1) Pour Wb, Elisa - P00915

Numéro d'article: CM0010086



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'anhydrase carbonique 1 (CA1) humaine, validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude du métabolisme du CO₂ et de la régulation du pH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-anhydrase carbonique 1 (CA1)
Remarques/Alias	CAB ; CA-I ; Car1 ; HEL-S-11 ; anhydrase carbonique 1 (CA1)
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	759
GenelD	759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-261 de l'anhydrase carbonique 1 (CA1) humaine (NP_001729.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P00915
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Poche de glace