


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Anhydrase Carbonique 2 (Ca2) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

Numéro d'article: CM0012142



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-anhydrase carbonique 2 (CA2) pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible un peptide synthétique situé dans la région aa 161-260 de CA2 (P00918). Idéal pour les recherches sur la régulation du pH et la résorption osseuse.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | mAb de lapin anti-anhydrase carbonique 2 (CA2)                                                                                            |
| Remarques/Alias    | CAC ; CAII ; Car2 ; CA-II ; HEL-76 ; HEL-S-282 ; anhydrase carbonique 2 (CA2)                                                             |
| Espèce             | Humaine                                                                                                                                   |
| GeneID             | 760                                                                                                                                       |
| Immunogène         | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 161-260 de l'anhydrase carbonique 2 humaine (CA2) (P00918) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                          |
| Réactivité croisée | Humaine, murine, rat                                                                                                                      |
| SWISS              | P00918                                                                                                                                    |
| Poids moléculaire  | 29 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                              |