

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Card14 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxl6

Numéro d'article: CM0022220

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CARD14 validé pour Western blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Détecte le CARD14 humain, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la signalisation inflammatoire NF-κB et des voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CARD14 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRP; PSS1; BIMP2; CARMA2; PSORS2; CARD14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79092
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200 à 500 de la CARD14 humaine (NP_001244899.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXL6
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace