

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Caséine Kinase 2 Bêta (Csnk2B) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P67870

Numéro d'article: CM0008266



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin validé contre la Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B) humaine, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des kinases, de l'infection par l'EBV et des mécanismes des maladies neurodéveloppementales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B) mAc de Lapin
Remarques/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1460
GeneID	1460
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-215 de la Caséine Kinase 2 bêta (CSNK2B) humaine (CSNK2B) (P67870).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P67870
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace