


Anticorps Monoclonal Anti-Caspase-1 Pour Wb, Elisa - P29466

Numéro d'article: CM0008295



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Caspase-1 humaine (ICE, p45), validé pour le Western blot et l'ELISA. Cible la caspase inflammatoire impliquée dans le traitement de l'IL-1 β /IL-18 et la pyroptose. Convient pour la recherche en immunologie et en mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Caspase-1 Lapin mAb
Remarques/Alias	ICE; P45; IL1BC
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	834
ID de Gène	834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-297 de la Caspase-1 humaine (NP_150634.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P29466
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace