


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Caspase-3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P42574

Numéro d'article: CM0017609



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-Caspase-3 (CPP32, SCA-1) pour la recherche sur l'apoptose. Validé en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Outil essentiel pour étudier la mort cellulaire programmée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin Caspase-3
Remarques/Alias	CPP32 ; SCA-1 ; CPP32B ; Caspase-3
Espèce	Humain
GeneID	836
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 6 et 105 de la Caspase-3 humaine (NP_004337.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P42574
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace