

Anticorps Monoclonal Anti-Cathépsine L Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07711

Numéro d'article: CM0006462



Introduction

mAb de lapin anti-cathépsine L pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la cathépsine L humaine (38 kDa). Protéase thiol importante dans les lysosomes, le traitement des antigènes et l'entrée virale. Réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-cathépsine L
Remarques/Alias	MEP ; CATL ; CTS11 ; Cathépsine L
Espèce	Humaine
GeneID	1514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100 à 200 de la cathépsine L humaine (NP_001903.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P07711
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sac de glace