


Anticorps Polyclonal Anti-Caveoline-1 Pour If/Cci Et Elisa - Q03135

Numéro d'article: CM0016454



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Caveoline-1 humaine, adapté à l'IF/CCI et à l'ELISA. Idéal pour l'étude des cavéoles, de la signalisation membranaire et de l'activation des lymphocytes T. SWISS : Q03135.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Caveoline-1 pAb de lapin
Remarques/Alias	CGL3 ; PPH3 ; BSCL3 ; LCCNS ; VIP21 ; MSTP085 ; Caveolin-1
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	857
GeneID	857
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 100 de la Caveoline-1 humaine (NP_001744.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q03135
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac de glace