


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ccdc98 (Abra1) Pour Wb, Ip, Elisa - Q6Uwz7

Numéro d'article: CM0005895



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CCDC98 humain (ABRA1, FAM175A), adapté pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Cible la protéine échafaud BRCA1-A, cruciale pour la réparation des cassures double brin de l'ADN et la stabilité du génome. Idéal pour la recherche en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCDC98 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ABRA1 ; CCDC98 ; FAM175A
Espèce	Humain
GenelD (humain)	84142
GenelD	84142
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 310-409 du CCDC98 humain)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q6UWZ7
Poids protéique	47 kDa
Expédition	Sac de glace