


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ccl28 Pour Wb, Elisa - Q9Nrj3

Numéro d'article: CM0026974



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chimiokine CCL28 humaine, validé pour WB et ELISA. Détecte la CCL28 humaine, de souris et de rat ; impliquée dans la chimiotaxie des lymphocytes T et des éosinophiles. Pour la recherche dans les études sur l'immunité muqueuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CCL28
Remarques / Alias	MEC ; CCK1 ; SCYA28 ; CCL28
Espèce	Humain
GeneID	56477
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-127 de la CCL28 humaine (NP_683513.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRJ3
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace