

Anticorps Monoclonal Anti-Ccl4/Mip-1 Bêta Pour Wb, If/Icc, Elisa - P14097

Numéro d'article: CM0005212

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la souris CCL4/MIP-1 bêta (P14097). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL4/MIP-1 bêta AcM de lapin
Remarques/Alias	Act-2 ; Mip1b ; Scya4 ; MIP-1B ; AT744.1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6351
GeneID	20303
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P14097
Poids moléculaire protéique	10 kDa
Expédition	Sac de glace