

Anticorps Polyclonal Anti-Ccl5/Rantes Pour Wb, If-P, Elisa - P13501

Numéro d'article: CM0016605



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine CCL5/RANTES humaine, validé pour WB, IF-P et ELISA avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur les chimiokines et les études d'inhibition du VIH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CCL5/RANTES Rabbit pAb
Remarques / Alias	SISd; eoCP; SCYA5; RANTES; TCP228; D17S136E; SIS-delta; CCL5/RANTES
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	6352
GenelD	6352
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-91 de la protéine CCL5/RANTES humaine (NP_002976.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13501
Poids de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace