

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd107B (Lamp2) Pour Wb, Elisa - P17047

Numéro d'article: CM0023783



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la souris CD107b (LAMP2) à ~46 kDa. Validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la biogenèse lysosomale, l'autophagie et les voies d'autophagie médiée par les chaperonnes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD107b Rabbit pAb
Remarques/Alias	Mac3, LGP-B, CD107b, Lamp-2, Lamp II, Lamp-2a, Lamp-2b, Lamp-2c
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3920
Identifiant du gène	16784
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-189 de la souris CD107b (NP_001017959.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P17047
Poids moléculaire de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace