

Anticorps Polyclonal Anti-Cd119 Pour Wb, Elisa - P15261

Numéro d'article: CM0021176

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD119 de souris (récepteur 1 de l'interféron gamma). Validé pour le Western blot et l'ELISA, il détecte un récepteur membranaire de 52 kDa essentiel à l'immunité antimicrobienne et antitumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD119
Remarques/Alias	Ifgr; CD119; Ifngr; Nktar; IFN-gammaR
Espèce	Souris
ID de gène	15979
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-250 du CD119 de souris. (NP_034641.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15261
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace