


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd11B (Itgam) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05555

Numéro d'article: CM0021310



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'intégrine CD11b/ITGAM de souris, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour étudier l'adhésion leucocytaire, les fonctions des récepteurs du complément et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD11b pAb de Lapin
Remarques/Alias	CR3 ; CR3A ; MAC1 ; Cd11b ; Ly-40 ; Mac-1 ; Mac-1a ; CD11b/CD18 ; F730045J24Rik ; CD11b
Espèce	Souris
GeneID (humain)	16409
GeneID	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de la CD11b de souris (NP_032427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05555
Poids Moléculaire Protéique	127 kDa
Expédition	Sac de glace