


Anticorps Polyclonal Anti-Cd123/IL-3R Alpha (Lapin) Pour Wb Et Elisa - P26951

Numéro d'article: CM0019944



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CD123/IL-3RA, la sous-unité alpha de liaison au ligand du récepteur de l'IL-3. Validé pour WB et ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les recherches sur l'hématopoïèse, les cellules souches leucémiques et les études de transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD123 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IL3R, CD123, IL3RX, IL3RY, IL3RAY, hIL-3Ra, IL-3R-alpha
Espèce	Humain
GeneID	3563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-305 de la protéine humaine CD123 (NP_002174.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P26951
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace