

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd147 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18572

Numéro d'article: CM0002382



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CD147 validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA sur des échantillons de souris. Cible la basigine (EMMPRIN) pour les études sur le développement rétinien, l'adhésion des cellules immunitaires et le transport des monocarboxylates.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD147 Anticorps monoclonal de lapin
Remarques/Alias	HT-7 ; CD147 ; EMMPRIN
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	682
GeneID	12215
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 141-302 de la CD147 de souris (NP_033898.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18572
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace