

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd177 Pour Fc, Elisa - Q8N6Q3

Numéro d'article: CM0012277

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'antigène humain CD177 (NB1/PRV-1). Validé pour la cytométrie en flux et l'ELISA, adapté à la recherche sur l'activation, l'adhésion et l'inflammation des neutrophiles.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD177 Rabbit mAb
Remarques/Alias	CD177 ; HNA-2a ; HNA2A ; NB1 ; NB1 GP ; PRV-1 ; PRV1 ; NB1GP ; antigène CD177
Espèce	Humain
GenelD (humain)	57126
GenelD	57126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-407 du CD177 humain (NP_065139.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8N6Q3
Poids protéique	15kDa/27kDa/46kDa
Expédition	Sac de glace