


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd204 (Msr1/Scara1) Pour Ihc-P, Fc, Elisa - P21757

Numéro d'article: CM0007345



Introduction

mAb de lapin anti-CD204 validé pour IHC-P, FC et ELISA. Reconnaît les récepteurs scavengers des macrophages humains de types I et II (MSR1/SCARA1), impliqués dans l'endocytose des LDL et la formation de cellules spumeuses. Convient aux recherches sur l'athérosclérose et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD204
Remarques/Alias	SRA ; SR-A ; CD204 ; SR-AI ; phSR1 ; phSR2 ; SCARA1 ; SR-AII ; SR-AIII
Espèce	Humaine
ID du gène	4481 (humain)
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-451 de CD204 humain (NP_619729.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, FC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P21757
Poids de la protéine	40 kDa/43 kDa/50 kDa
Expédition	Sac réfrigérant