


Anti-Cd22 Anticorps Polyclonal Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20273

Numéro d'article: CM0030192



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD22, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec Humain, Souris, Rat. Cible le CD22 récepteur des lymphocytes B (SIGLEC2) pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes B et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD22 Rabbit pAb
Remarques / Alias	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	933
Identifiant du gène	933
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 708-847 du CD22 humain (NP_001762.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20273
Poids de la protéine	95kDa
Expédition	Sachet de glace