

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd23 Pour Wb Et Elisa - P06734

Numéro d'article: CM0005747



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le CD23 humain (FCER2), validé pour WB et ELISA. Cible le récepteur de faible affinité pour les IgE ; idéal pour la recherche sur la différenciation des lymphocytes B, les allergies et l'immunité antiparasitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD23
Remarques/Alias	CD23 ; FCE2 ; CD23A ; IGEBF ; CLEC4J ; FCERII ; BLAST-2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2208
GeneID	2208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 48-321 du CD23 humain (NP_001993.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06734
Poids moléculaire protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace