

Anticorps Polyclonal Anti-Cd239/Bcam Pour Wb, Elisa - P50895

Numéro d'article: CM0014268



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD239/BCAM (SWISS : P50895) pour les applications WB et ELISA. Validé sur humain, réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour les études d'adhésion cellulaire, de migration et d'invasion.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD239/BCAM Lapin pAb
Remarques/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	4059
ID de gène	4059
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 352-547 du CD239/BCAM humain (NP_005572.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P50895
Poids moléculaire	67kDa
Expédition	Sac de glace