

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd26/Dpp4 Pour Wb Et Elisa - P27487

Numéro d'article: CM0010386



Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-CD26/DPP4 détecte la DPP4 humaine endogène, un récepteur costimulateur de l'activation des lymphocytes T et une sérine protéase, applicable en WB et ELISA avec une réactivité croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD26/DPP4
Remarques/Alias	CD26 ; ADABP ; ADCP2 ; DPPIV ; TP103 ; CD26/DPP4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1803
ID de gène	1803
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 667-766 de la CD26/DPP4 humaine (P27487)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P27487
Poids de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace