

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd2Ap Pour Wb Et Elisa - Q9Y5K6

Numéro d'article: CM0027818



Introduction

CD2AP Rabbit pAb est un anticorps polyclonal produit contre la protéine CD2AP humaine recombinante, adapté pour le WB et l'ELISA, et présentant une réactivité croisée avec la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur le cytosquelette et les jonctions cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD2AP Rabbit pAb
Remarques/Alias	CMS ; CD2AP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23607
GeneID	23607
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 360-639 du CD2AP humain (NP_036252.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5K6
Poids moléculaire de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace