

Anticorps Polyclonal Anti-Cd300Lb Pour Wb, Elisa - A8K4G0

Numéro d'article: CM0020451

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CD300LB basé sur un immunogène recombinant, pour applications Western blot et ELISA. Reconnaît le CD300LB humain, de souris et de rat, un récepteur immunitaire activateur sur les cellules myéloïdes. Adapté à la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD300LB Rabbit pAb
Remarques / Alias	CLM7 ; CLM-7 ; IREM3 ; TREM5 ; CD300b ; IREM-3 ; TREM-5 ; CMRF35-A2 ; CD300LB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	124599
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-201 du CD300LB humain (NP_777552.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	A8K4G0
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace