


Anti-Cd304/Neuropilin-1 Polymab® De Lapin Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P97333

Numéro d'article: CM0012433



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Neuropilin-1 (PolymAb®) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec le NRP1 humain, souris et rat. Idéal pour l'étude de l'angiogenèse, du développement neuronal et de la biologie cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD304/Neuropilin-1 PolymAb® de Lapin
Remarques/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8829
GeneID	18186
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P97333
Poids de la Protéine	103kDa
Expédition	Sac de glace