

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd33 Pour Wb, Elisa - P20138

Numéro d'article: CM0031059



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-CD33 détecte spécifiquement le CD33 humain (Siglec-3), un antigène de surface des cellules myéloïdes. Validé pour les applications de Western blot et ELISA, il convient aux études en immunologie et neurobiologie. Swiss-Prot : P20138.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD33
Remarques/Alias	p67 ; SIGLEC3 ; SIGLEC-3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	945
GeneID	945
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 265-364 du CD33 humain (NP_001763.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20138
Poids moléculaire protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace