

Anticorps Monoclonal Anti-Cd34 Rabbit Polymab® Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28906

Numéro d'article: CM0010291

Introduction

Anticorps monoclonal Anti-CD34 Rabbit PolymAb®, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA sur échantillons humains. Adapté à la recherche sur les cellules souches hématopoïétiques et endothéliales, il détecte les isoformes de 41/35 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD34 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	CD34
Espèce	Humain
GenID (Humain)	947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-290 de la CD34 humaine (NP_001020280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P28906
Poids de la protéine	41 kDa / 35 kDa
Expédition	Sac de glace