

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd36/Sr-B3 Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P16671

Numéro d'article: CM0005917



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-CD36/SR-B3 pour la recherche sur le transport des acides gras, la réponse inflammatoire et l'angiogenèse. Validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec Humain, Souris, Rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin CD36/SR-B3
Remarques/Alias	FAT; GP4; GP3B; GPIV; CHDS7; PASIV; SCARB3; BDPLT10
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	948
ID de Gène	948
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-439 du CD36/SR-B3 humain (NP_000063.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P16671
Poids Protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace