


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd4 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P01730

Numéro d'article: CM0013529



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD4 humain, ciblant les acides aminés 26-200. Validé pour WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la réponse immunitaire des cellules T et de l'interaction avec le VIH. Uniprot : P01730.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CD4
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut; CD4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	920
ID de gène	920
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-200 du CD4 humain (NP_000607.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01730
Poids moléculaire	51kDa
Expédition	Sac de glace