

Anticorps Polyclonal Anti-Cd42A Pour Wb, Elisa - P14770

Numéro d'article: CM0021459



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CD42a humain (GPIX) pour WB et ELISA. Cible la glycoprotéine plaquettaire IX, impliquée dans l'adhésion médiée par le vWF et l'hémostase. Immunogène recombinant, 19kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD42a Lapin pAb
Remarques/Alias	GPIX; CD42a
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2815
GeneID	2815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 17-140 du CD42a humain (NP_000165.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P14770
Poids Protéique	19kDa
Expédition	Sac de glace