


## Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Cd55 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P08174

Numéro d'article: CM0014520



### Introduction

Anticorps polyclonal lapin CD55 (DAF) validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Cible le facteur d'accélération de la décadence du complément, un régulateur clé de l'immunité innée et un récepteur d'entrée virale.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | pAb lapin CD55                                                                                                             |
| Remarques/Alias                  | CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55                                                                                            |
| Espèce                           | Humain                                                                                                                     |
| ID du gène (Humain)              | 1604                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-300 du CD55 humain (NP_000565.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application                      | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                          |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                                                        |
| SWISS                            | P08174                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 41kDa                                                                                                                      |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                               |