


Anticorps Polyclonal Anti-Cd63 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08962

Numéro d'article: CM0026817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD63 humain, adapté pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude de la biogenèse des exosomes, du mélanome et des fonctions des tétraspanines. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD63 Lapin pAb
Remarques/Alias	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	967
GeneID	967
Immunogène	Protéine recombinante correspondant à une séquence contenant les acides aminés 103-203 du CD63 humain (NP_001771.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P08962
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace