


Anticorps Polyclonal Anti-Cd66B/Ceacam8 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P31997

Numéro d'article: CM0026483



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CD66b/CEACAM8 (38 kDa) pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Convient à l'étude de l'adhésion des neutrophiles et à la recherche sur la leucémie myéloïde chronique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD66b/CEACAM8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1088
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-320 de la CD66b/CEACAM8 humaine (NP_001807.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P31997
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant