

Anticorps Polyclonal Anti-Cd66D/Ceacam3 Pour Wb, Elisa - P40198

Numéro d'article: CM0027836



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant CD66d/CEACAM3, un récepteur des granulocytes médiant la phagocytose des pathogènes. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD66d/CEACAM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1084
ID de gène	1084
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 de CD66d/CEACAM3 humain (NP_001806.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P40198
Poids moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace