

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd73/Nt5E Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21589

Numéro d'article: CM0020390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CD73/NT5E humain (ecto-5'-nucléotidase), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Convient aux études sur le métabolisme des nucléotides et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc lapin CD73/NT5E
Remarques/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA; 5E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4907
GeneID	4907
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 27-377 du CD73/NT5E humain, NP_002517.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21589
Poids moléculaire	63kDa
Expédition	Sac de glace