

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd74 Pour Wb, Elisa - P04441-2

Numéro d'article: CM0023388

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la CD74 de souris, validé pour WB et ELISA. Cible la chaîne invariante impliquée dans la présentation des antigènes du CMH de classe II, exprimée dans le thymus et les ganglions lymphatiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD74
Remarques/Alias	Ii; CLIP; DHLAG; HLADG; Ia-GAMMA; CD74
Espèce	Souris
GeneID	16149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 56-215 de la CD74 de souris (NP_034675.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04441-2
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace