

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd80 Pour Wb, Fc, Elisa - Q00609

Numéro d'article: CM0007285



Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre le CD80 de souris, validé pour WB, FC, ELISA. Reconnaît le CD80 humain et de souris. Convient pour l'activation des cellules T et la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD80 Lapin mAb
Remarques/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17; CD80
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	941
GeneID	12519
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 38-245 du CD80 de souris (NP_033985.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q00609
Poids Protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace