


Anticorps Polyclonal Anti-Cd8A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01732

Numéro d'article: CM0018611



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin robuste contre le CD8A humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de façon croisée avec le CD8A de souris. Convient pour la recherche sur les lymphocytes T et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CD8A Lapin pAb
Remarques/Alias	CD8 ; p32 ; Leu2 ; CD8alpha ; CD8A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	925
GeneID	925
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01732
Poids protéique	26 kDa
Expédition	Sac de glace