

Anticorps Monoclonal Anti-Cd90/Thy1 (Validé Kd) Pour Wb, Fc, Elisa - P04216

Numéro d'article: CM0007282

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin de haute qualité dirigé contre le CD90/Thy1 humain (P04216), validé KD. Idéal pour le western blot, la cytométrie en flux et l'ELISA. Étudie les interactions cellule-cellule et la synaptogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KD] CD90/Thy1 mAb Lapin
Remarques/Alias	CD90; CDw90; [Validé KO/KD] CD90/Thy1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7070
GeneID	7070
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 du CD90/Thy1 humain (NP_006279.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P04216
Poids Protéique	18kDa
Expédition	Sac de glace