

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cd93 Pour If/Icc, Fc, Elisa - O89103

Numéro d'article: CM0004083

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant le CD93 de souris (récepteur C1q, Ly68) pour IF/ICC, cytométrie en flux et ELISA. Réagit de manière croisée avec le CD93 humain. Idéal pour l'étude de la phagocytose, de l'inflammation et de l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CD93 Lapin mAb
Remarques/Alias	Ly68; AA4.1; C1qr1; C1qrp; 6030404G09Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	22918
GeneID	17064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-181 du CD93 de souris (NP_034870.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF/ICC, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O89103
Poids Protéique	69kDa
Expédition	Sac de glace