

Anticorps Polyclonal Anti-Cd96 Pour Wb, Elisa - P40200

Numéro d'article: CM0024294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CD96 humain (TACTILE), validé pour WB et ELISA. Détecte le CD96 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'adhésion des cellules T et NK et des réponses immunitaires de phase tardive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD96 Lapin pAb
Remarques/Alias	TACTILE; CD96
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10225
GeneID	10225
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-370 du CD96 humain (NP_937839.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40200
Poids moléculaire	66kDa
Expédition	Sac de glace