

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cd97 (Adgre5) Pour Wb Et Elisa - P48960

Numéro d'article: CM0028383



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CD97 humain (ADGRE5). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier l'adhésion et la migration des leucocytes, ainsi que les maladies inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CD97
Remarques/Alias	CD97 ; TM7LN1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	976
GeneID	976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 240-435 du CD97 humain (NP_001775.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48960
Poids moléculaire protéique	92 kDa
Expédition	Sac de glace